



CompoSeal Slim

O sistema de selagem para tubuladuras

O CompoSeal Slim é um sistema flexível de bancada para selagem de tubuladuras de forma segura e perfeita.

Selagem de alta qualidade

Operação segura

Fácil manuseamento e rapidez

Possibilidade de selagens em série
(selagem de segmentos de tubuladuras)

CompoSeal Slim

Sistema flexível de bancada para selagem simples e em série de tubuladuras

O CompoSeal Slim tem a capacidade de selar em série até 8 equipamentos.

- Comprimento do segmento ajustável entre 60 -120 mm.
- Selagem em série desde o início do segmento da tubuladura no sentido do saco, com indicação luminosa.
- É necessário apenas um cabo de alimentação por cada 2 equipamentos



Selagem de elevada
qualidade para operações
de confiança

Manuseamento eficiente,
rápido e fácil

Capacidade para selar em
série até 8 equipamentos

O CompoSeal Slim garante selagem de qualidade

- Compatível com maior gama de diâmetro de tubuladura (até 5,9 mm) *
- Protetor de salpicos integrado
- Cabeça de selagem destacável para fácil limpeza e desinfeção
- Tempo de selagem entre 1-2 segundos
- Indicador luminoso para o processo de selagem e erros
- Opção de pinça de selagem manual

*Não aplicável à pinça de selagem manual (opcional)

Opção de pinça de selagem manual

Com um design ergonómico otimizado, a pinça de selagem manual requer pouca força manual; alarme acústico e visual; cabeça destacável fácil de limpar.

O selador manual para o CompoSeal Slim está disponível sob pedido



CompoSeal Slim Sistema para selagem de tubuladuras



Eficiência do processo para ajudá-lo a alcançar mais

Informação para Encomenda

Contacte-nos para qualquer informação adicional como literatura, especificações técnicas e instruções de trabalho e do equipamento.

Marcação CE, Classe I de acordo com a Diretiva 93/42/CEE, alterada pela diretiva 2007/47/CEE.